

Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO DE HÚMERO

INDICACIONES

Fracturas humerales proximales.

Fracturas del eje humeral.

CARACTERÍSTICAS

DISEÑO DE CLAVO

RECTO

Preserva la huella hipovascular del supraespinoso punto de entrada central para evitar el estrés contra la corteza lateral.

Logra una estabilidad óptima para la fractura de la cabeza humeral.

CANULADO

Clavo con ranuras que facilitan la inserción.

FIJACIÓN

Multiplanar proximal para usar con tornillo esponjoso 4.0

Fijación humeral distal para usar con tornillo de bloqueo 3.5

MATERIALES

Titanio comercialmente puro (ISO 5832-2, ASTM F67), aleación Ti6Al4V (ISO 5832-3, ASTM F1472)



Sistema de Clavos Endomedulares

CLAVO DE HÚMERO

CLAVO ENDOMEDULAR DE HÚMERO

CÓDIGO IZQ	CÓDIGO DER	DIÁMETRO	LARGO
55407016	55417016	Φ7.0	160
55407018	55417018	Φ7.0	180
55407020	55417020	Φ7.0	200
55407022	55417022	Φ7.0	220
55407024	55417024	Φ7.0	240
55407026	55417026	Φ7.0	260
55407028	55417028	Φ7.0	280
55407030	55417030	Φ7.0	300
55407516	55417516	Φ7.5	160
55407518	55417518	Φ7.5	180
55407520	55417520	Φ7.5	200
55407522	55417522	Φ7.5	220
55407524	55417524	Φ7.5	240
55407526	55417526	Φ7.5	260
55407528	55417528	Φ7.5	280
55407530	55417530	Φ7.5	300
55408016	55418016	Φ8.0	160
55408018	55418018	Φ8.0	180
55408020	55418020	Φ8.0	200
55408022	55418022	Φ8.0	220
55408024	55418024	Φ8.0	240
55408026	55418026	Φ8.0	260
55408028	55418028	Φ8.0	280
55408030	55418030	Φ8.0	300
55408516	55418516	Φ8.5	160
55408518	55418518	Φ8.5	180
55408520	55418520	Φ8.5	200
55408522	55418522	Φ8.5	220
55408524	55418524	Φ8.5	240
55408526	55418526	Φ8.5	260
55408528	55418528	Φ8.5	280
55408530	55418530	Φ8.5	300
55409016	55419016	Φ9.0	160
55409018	55419018	Φ9.0	180
55409020	55419020	Φ9.0	200
55409022	55419022	Φ9.0	220
55409024	55419024	Φ9.0	240
55409026	55419026	Φ9.0	260
55409028	55419028	Φ9.0	280
55409030	55419030	Φ9.0	300



TORNILLO DE BLOQUEO 3.5

CÓDIGO	LARGO
55423518	18
55423520	20
55423522	22
55423524	24
55423526	26
55423528	28
55423530	30
55423532	32
55423534	34
55423536	36
55423538	38
55423540	40
55423542	42
55423544	44
55423546	46
55423548	48
55423550	50
55423552	52
55423554	54
55423556	56
55423558	58
55423560	60



TORNILLO DE BLOQUEO 4.0

CÓDIGO	LARGO
55424018	18
55424020	20
55424022	22
55424024	24
55424026	26
55424028	28
55424030	30
55424032	32
55424034	34
55424036	36
55424038	38
55424040	40
55424042	42
55424044	44
55424046	46
55424048	48
55424050	50
55424052	52
55424054	54
55424056	56
55424058	58
55424060	60



TAPÓN FINAL

CÓDIGO	LARGO
55430000	0
55430002	2
55430004	4

